



Apósito adesivo mucoso AUGMA SHIELD



Sistema de apósito compuesto por una capa adhesiva mucosa y una capa protectora



Povidone ,Hydroxyethyl cellulose ,Polyethylene glycol, Ethylcellulose

Lado de protección

- Polímero insoluble en agua

Polímero en el lado de protección cubre la herida para proteger el área aplicable de los estímulos externos (por ejemplo, virus, bacterias, saliva, comida, etc.) en la cavidad bucal.




Lado del accesorio

- Polímero soluble en agua

Reacciona con el agua, la sangre y la saliva cambia a un estado de gel. fuerte adherencia cuando se aplica sobre mucosas.


Revestimiento de liberación


Para proteger el lado del accesorio.





Características y Beneficios


- Protege las heridas intraorales de los alimentos, las bacterias y el humo del cigarrillo.
- Ayuda en la homeostasis
- Protege el hilo de sutura de la irritación de la lengua.
- Fuerte adhesión mediante polímero hidrofílico (autoadhesivo con saliva)
- Protege los factores de crecimiento en el exudado que ayudan a curar.
- Reducir el dolor y la sensibilidad.
- Evitar daños durante el período inicial de cicatrización de heridas (coágulos de sangre y formación de fibrina)
- Fácil de cortar en diferentes formas / tamaños.




















7 dias

3 meses



